

Слуховой аппарат АХОН К-80

Инструкция по применению



**!ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ КАК
ВСТАВИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
В УХО ВЫКРУТИТЕ РЕГУЛЯТОР
ГРОМКОСТИ В МИНИМАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ**

Показание к применению

Спасибо за покупку нашего слухового аппарата. Если Вы обнаружили, что стали слышать хуже, в отличии от других, слуховой аппарат может помочь Вам восстановить Ваш слух, и вернуться к привычной жизни.

Ношение слухового аппарата означает, вновь открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе, и наслаждаться фильмами, музыкой и телевизионными программами.

Спецификация

1. Макс. вых. уровень: 110±5 дБ
2. Усиление звука: ≥30дБ
3. Коэффициент гармонических искажений волны: ≤10%
4. Частотный диапазон: 250Hz~3800Гц
5. Выходные шумы ≤40дБ
6. Напряжение: D.C. 1, 5В.
7. Ток: ≤4мА

Внешний вид и органы управления



Батарейка типа: AG3 или А312

«+» - положительная сторона батарейки

«-» - отрицательная сторона батарейки

Способ применения

1. Откройте отсек для батарейки, вставьте соответствующую батарейку, закройте отсек до щелчка. (Примечание: открытие отсека для батарейки останавливает работу аппарата.)

2. Наденьте ушной вкладыш на слуховой аппарат, выкрутите регулятор громкости в минимальное положение, плотно вставьте слуховой аппарат в ухо, регулятором громкости настройте уровень усиления, так чтобы слышать чистый звук.

3. Если Вы слышите свист, пожалуйста, убедитесь, что ушной вкладыш не порван, подходит по размеру и плотно сидит в ухе.

4. Пожалуйста, доставайте батарейку из слухового аппарата, когда перестаёте им пользоваться.

Содержание и уход

Если слуховой аппарат не работает проверьте следующее:

1. Баттарейка установлена неправильно.
2. Баттарейка отсутствует.
3. Наушник повреждён.
4. Наушник сломан.

Звук очень тихий:

1. Положение регулятора громкости находится в минимальном положении.
2. Батарейка разряжена.

Примечания

1. Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на максимальной громкости долгое время – это может нанести урон вашему слуху.
2. Всегда проверяйте ушной вкладыш, отверстие наушника и отверстие микрофона, что бы они были чистыми без инородных объектов.
3. Не используйте во время дождя, принятия ванны или душа, плавания. Не подвергайте открытым солнечным лучам.
4. Пожалуйста, используйте слуховой аппарат бережно и не подвергайте ударам.
5. Не оставляйте старую батарейку надолго в отсеке для батарейки, это может привести эрозии и окислению контактов.
7. Держите слуховой аппарат в недоступном для детей месте.